



Almohadilla Eléctrica Súper

#13022
30,5 x 38 cm



Temperaturas



Doble Termostato



Funda Desmontable



Doble corte de Seguridad



MANUAL DE INSTRUCCIONES



Sistema de Calidad ISO 9001



Instrucciones Importantes de Uso:

1- Lea cuidadosamente las instrucciones antes de utilizar la almohadilla. Consérvelas para asegurarse un correcto uso posterior del producto.

2- Esta almohadilla posee una **llave con tecla deslizable de 3 posiciones** definidas que permiten una selección de temperatura adaptable a su necesidad. En la **posición "1"** de la tecla, la temperatura suministrada es la **mínima**.

En la **posición "2"** de la tecla, la temperatura suministrada es **media**. Se recomienda empezar a utilizar la almohadilla en la posición "3" y una vez que esta toma temperatura seleccionar la posición deseada.

En la **posición "3"** la temperatura suministrada es **máxima**.

3- Antes de cada uso, examine cuidadosamente el cuerpo interno de PVC y el cable buscando signos de desgaste o daños. En caso de encontrarlos, no utilice la almohadilla y diríjase al **servicio técnico autorizado**.

4- Para obtener un óptimo resultado por muchos años y para reducir los riesgos que pudieran surgir por el mal uso del producto, **recomendamos utilizar la almohadilla respetando a las indicaciones:**

- La almohadilla está diseñada a prueba de humedad, **no la utilice si estuviera mojada** (recuerde que la almohadilla funciona conectada a la red eléctrica).

- **No debe sentarse sobre la almohadilla, aplastarla o doblarla**, simplemente colóquela sobre la zona del cuerpo donde necesite calor (nunca debajo).

- **No la utilice sin la funda exterior**, tampoco tire del cable o lo utilice como manija.

- **Nunca utilice alfileres u otros objetos punzantes** para fijar la almohadilla en la posición de uso.

- No la utilice en niños. Desaconsejamos su uso en personas con discapacidades motrices y de baja o pobre circulación sanguínea.

Los niños deben ser vigilados para impedir que jueguen con el aparato mientras lo están usando.

El aparato no debe ser utilizado por personas con capacidad sensorial, física o mental reducida o que carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisadas o instruidas por una persona responsable de su seguridad.

- **No realice las siguientes acciones ya que podrían producir quemaduras:**

- No utilizarla mientras duerme, ni la cubra con mantas (independientemente del nivel de temperatura seleccionado).

- No utilizarla con linimentos o cremas, ya que producen más calor que el aconsejado.

- No utilizarla excesivamente en la temperatura máxima.

- **Revise frecuentemente el estado de la piel** a fin de evitar quemaduras y ampollas.

- **Sin excepción, desconecte la almohadilla al finalizar su uso.**

Guardado y Limpieza:

1- La funda exterior puede limpiarse en seco o lavar con agua fría y jabón neutro (secándola sin estrujar). **Separe siempre la funda exterior del cuerpo interno de PVC** antes de realizar la operación.

2- Guarde la almohadilla sin ejercer demasiada presión, evitando pliegues y arrugas.

3- Dejar enfriar antes de guardar.

Especificaciones técnicas:

- ✓ 220 V ~ 50 Hz - 55W
- ✓ 3 Temperaturas

Composición: cubierta interior 100% PVC, funda exterior 100% poliéster.



Importa y garantiza: San Up S.A.

Ruta 8 N°2967 (B1651GVI) - San Martín, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4754-4000 - Fax: (54-11) 4754-4004 - sanup@sanup.com.ar
Autorizado por A.N.M.A.T. PM-213-49 - Dir. Téc. Farm.: Marta Camesella
Garantía: 1 año

Fabricado por: EAGLE ELECTRIC (SHEN ZHEN) CO., LTD
Huangfengling N°4 Industrial Zone, Shiyan Town, Ban'an District,
Guangdong - Province, P.R. China - HECHO EN CHINA



Atención al Consumidor
0810-77-SANUP
(72687)

Conozca más sobre
nuestros productos en
www.sanup.com.ar

VENTA LIBRE



Important Instructions for Use:

1- Read the following instructions carefully before using the heating pad and keep them to ensure a proper future use.



2- This pad has a switch with a sliding key that admits three well-defined positions. These positions allow a temperature selection adaptable to your needs. .

In the **second position** of the key, the temperature is **maximum**. It is advised to start using the pad in the second position, and once the pad starts to heat, select the first position (depending on your need).

3- Before each use carefully check the inner cover and the wire to make sure there are no damages nor worn out pieces. If they are detected, do not use the heating pad and contact the after sales service center.

4- In order to get an excellent long-term performance and to avoid risks arising from the product misuse, we highly recommend to follow these instructions for use:

- This pad is water proof, **do not use the heating pad if it is wet**. Bear in mind it operates on household current.
- **Do not sit on the pad, do not crush nor fold it**, (place the pad where heat is applied on the body and not under it).
- **Do not use it without the cloth cover**, do not pull the pad by the cord and do not use the cord as a handle.
- **Never use pins, needles or any other sharp metal object** to hold the pad into the desired position.

- Do not use it on children, handicapped or sleeping people or those with poor blood flow.

Do not perform the following actions due to possible burnings:

- Do not use the pad while sleeping nor cover it with blankets. (Burns may be caused regardless of control setting)
- Do not apply cream or liniment, they may cause more heat than the recommended.

Do not use the pad at the maximum temperature settings

- Check the skin under the pad frequently to avoid burns and blisters.

- Unplug the pad after being used - without exception-

The device must not be used by people who are mentally/ physically unable, with reduced sensory capacity, or does not have the experience or knowledge, unless they are supervised or instructed by a person in charge of their safety.

Children must be supervised while using the device in order to prevent them from playing with it.

Cleaning and Maintenance:

1- The cloth cover may be dry-cleaned or hand-washed using soap and cold water (do not squeeze it). Remember to **remove the cover from the pad** before this operation.

2- Put the heating pad away without pressing on it and avoiding crumples.

Technical specifications:

- ✓ 220 V - 50 Hz - 55W
- 3 Temperatures

Composition: inner cover 100% PVC, cloth cover 100% polyester.



Garantizamos este artefacto por el término de 1 año contra todo defecto de fabricación o en los materiales empleados.

Fecha:...../...../.....

Casa Vendedora:.....

Sello y Firma:.....

El fabricante no se responsabiliza por eventuales daños producidos por el uso incorrecto del artefacto, ni tampoco por roturas, maltrato o reparaciones realizadas por personas ajenas a nuestra empresa.

Esta Garantía deberá estar acompañada de la factura de compra, de lo contrario no tendrá validez.

-Las reparaciones se realizarán únicamente en los domicilios de los Servicios Autorizados por San Up S.A.

-Durante la vigencia de la Garantía los gastos de traslado se registrarán por la Ley 24,240.

-El plazo máximo de cualquier reparación no supera los 90 días a partir del período de cumplimiento efectuado por el usuario.